

## Bedienungsanleitung für den RELEX® Badewannenlift

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich mit dem **RELEX®** Badewannenlift für ein technisch und qualitativ hochwertiges Gerät entschieden, das Ihnen helfen wird, Ihr Badevergnügen wieder voll zu genießen.

Unsere Hinweise dienen dazu, nach der gründlichen Einweisung durch den Monteur im Bedarfsfall nachzulesen, wie das Gerät funktioniert.

Wir versichern Ihnen, dass Ihr Lifter sehr leicht zu handhaben ist!

Sie haben sich für die Variante **Bodenhalter / Version Akku** entschieden.

**Ausgangszustand:** Das Sitzband befindet sich vollständig im Gerät.

Sie drücken auf der Fernbedienung den **AB** - Knopf, das Sitzband läuft aus dem Gerät. Sie lassen es so weit herauslaufen, dass Sie es über die Wanne ziehen können, bis die Haltestange mittig in den Bodenhalter einrasten kann – die Endstücke rechts und links an der Haltestange **nicht** im Ausschnitt des Bodenhalters einklemmen!

Nun drehen Sie die beiden Sicherheitsringe am Bodenhalter so, dass der rote Punkt sichtbar ist. So kann das Sitzband nicht unkontrolliert aus dem Bodenhalter gleiten.

Danach drücken Sie auf der Fernbedienung den **AUF** - Knopf, bis das Sitzband straff gespannt ist – die Elektronik schaltet den Motor automatisch ab.

Nun setzen Sie sich auf das Sitzband, lassen sich durch Drücken des **AB** – Knopfes in die Wanne gleiten und nach dem Bad werden Sie durch Drücken des **AUF** -Knopfes wieder herausgehoben.

Wenn Sie „auf Wannenhöhe“ sitzen, schaltet die Elektronik den Motor wiederum automatisch ab.

Wollen Sie nach dem Bad das Sitzband in das Gerät laufen lassen, ist analog zu verfahren:

Band entspannen / roter Punkt nach hinten / Band ausrasten und ohne Falten einlaufen lassen.

Setzen Sie sich bitte „gerade“ auf das Band, damit es ohne Falten auf- und abrollen kann.

Wird Ihr Gerät mittels **AKKU** betrieben, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Die Bedienung Ihres Wannenlifters erfolgt wie oben beschrieben. Der Unterschied zum Netzgerät besteht nur darin, dass der Akku nach seiner Entladung wieder vollständig geladen werden muss. Dieser befindet sich innerhalb des Wannenlifters, und wird, durch das mitgelieferte Ladegerät geladen. Dazu verbindet man den Stecker des Ladegerätes mit der Ladebuchse seitlich am Wannenlift, und steckt das Ladegerät in eine geeignete Steckdose im Bad. Während des Ladevorgangs darf die Badewanne nicht benutzt werden. Der Ladevorgang ist beendet wenn die Leuchte an der Fernbedienung erlischt.

Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu erreichen, sollten Sie ihn so lange benutzen, bis in der Fernbedienung eine Leuchte dauernd blinkt (nicht nur kurz) , außerdem gibt der Wannenlift ein akustisches Signal. Zu Ihrer Sicherheit wurde die Steuerung so programmiert, dass Sie auch noch während des Blinkens sicher aus Ihrer Badewanne herausgehoben werden (die Abwärtsbewegung wird bei zu geringem Ladezustand des Akkus, zu Ihrer Sicherheit blockiert.)

**Für Akkus können wir keine Garantie übernehmen!**

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem **RELEX®** Badewannenlift !

Elektro – Mechanische - Bauelemente GmbH  
Bismarckstraße 36  
98587 Steinbach-Hallenberg  
Tel: 036847 / 41541  
embsh@hotmail.com  
www.relex-badewannenlift.de / www.embsh.de

