

Bedienungsanleitung für den RELEX® Badewannenlift

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich mit dem **RELEX®** Badewannenlift für ein technisch und qualitativ hochwertiges Gerät entschieden, das Ihnen helfen wird, Ihr Badevergnügen wieder voll zu genießen.

Unsere Hinweise dienen dazu, nach der gründlichen Einweisung durch unseren Monteur im Bedarfsfall nachzulesen, wie das Gerät funktioniert.

Wir versichern Ihnen, dass Ihr Lifter sehr leicht zu handhaben ist!

Sie haben die Variante **Bodenhalter / Trafo** gewählt.

Ausgangszustand: Das Sitzband befindet sich vollständig im Gerät.

Die Fernbedienung hat zwei durch Symbole – **AUF** bzw. **AB** - gekennzeichnete Taster/Knöpfe. Sie drücken auf der Fernbedienung den **AB** - Knopf, das Sitzband läuft aus dem Gerät. Sie lassen es so weit herauslaufen, dass Sie es über die Wanne ziehen können, bis die Haltestange mittig in den Bodenhalter einrasten kann – die Endstücke der Haltestange **nicht** im Ausschnitt des Bodenhalters einklemmen!

Bevor Sie das Sitzband spannen, drehen Sie die beiden Sicherheitsringe am Bodenhalter so, dass der **rote Punkt** sichtbar wird - so kann das Sitzband nicht unkontrolliert aus dem Bodenhalter gleiten.

Nun drücken Sie auf der Fernbedienung den **AUF** – Knopf - das Sitzband wird straff gespannt. Auch bei gedrücktem **AUF** – Knopf schaltet die elektronische Regelung den Motor von selbst ab. Nun setzen Sie sich auf das Sitzband und lassen sich durch Drücken des **AB** – Knopfes bis auf den Boden Ihrer Wanne gleiten.

Nach dem Bad werden Sie durch Drücken des **AUF** - Knopfes wieder auf Wannenhöhe herausgehoben. Der Motor wird bei gedrücktem **AUF** – Knopf wiederum durch die elektronische Regelung abgeschaltet.

Wollen Sie nach dem Bad das Band in das Gerät laufen lassen, ist analog zu verfahren – Entspannen / Sicherheitsringe drehen / Sitzband aushaken / Sitzband ohne Falten ins Gerät laufen lassen.

Setzen Sie sich bitte gerade auf das Sitzband, sodass es ohne Falten ab – und aufrollen kann. Halten Sie sich am Gerätegriff fest, lassen Sie sich bei Unsicherheit von einer zweiten Person helfen!

RELEX® Badewannenlifter sind wartungsfrei!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem **RELEX®** Badewannenlift!

Elektro – Mechanische - Bauelemente GmbH
Bismarckstraße 36
98587 Steinbach-Hallenberg
Tel: 036847 / 41541
embsh@hotmail.com
www.relex-badewannenlift.de / www.embsh.de